



# VACUETTE® Barcoderöhrchen

Minimieren Sie das Verwechslungsrisiko von Probenröhrchen und steigern somit die Sicherheit des diagnostischen Prozesses.

- › Sicherheitskappe
- › PET-Röhrchen aus nahezu unzerbrechlichem Kunststoff
- › Einheitlich positioniertes Etikett für verbesserte Lesbarkeit bei Instrumenten
- › Freie Sicht auf das Probenmaterial für optimale Qualitätsbeurteilung
- › Die Proben-ID bleibt auch im Rack sichtbar
- › Geprüfte Barcodequalität nach internationalen Standards (ISO)
- › Erfüllung der datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen – patientenbezogene Daten nur mit Berechtigung (Privacy by Design)
- › Keine Verwechslung durch Verwendung einer unikaten Proben-ID (Code 128)
- › Track- and Trace-Rückverfolgbarkeit
- › Basis für die automatische Erfassung des Entnahmezeitpunktes, der probenentnehmenden Person und aller entnommenen Proben

